

Monitor Cardíaco Subcutáneo (ILR)

Si no ha sido posible diagnosticar la causa de sus síntomas con un electrocardiograma y un monitor 24 horas, puede considerar la alternativa del Monitor Cardíaco Subcutáneo (ILR). Un ILR se utiliza para monitorizar el ritmo cardíaco durante meses cuando la frecuencia es inferior a 30 días. El dispositivo puede durar hasta tres años y le ayudará a determinar si la causa del desvanecimiento se debe a un problema de ritmo cardíaco.

¿Qué es un Monitor Cardíaco Subcutáneo ILR?

Un ILR es un dispositivo pequeño que se inserta justo entre la piel y la zona del pecho. Este procedimiento se lleva a cabo en un día y se realiza en torno a los 15-20 minutos. La anestesia local se utiliza para dormir una pequeña parte de tu cuerpo. Una vez colocado el dispositivo debajo de la piel la herida se sutura la herida que, posteriormente será vendada. Como tratamiento preventivo es posible que le sea administrado antibiótico para minimizar una posible infección. Debe hacer curas periódicas, manteniendo la zona limpia y seca hasta que la herida se cierre del todo. Puede ducharse con normalidad.

¿Qué sucede tras el implante del ILR?

Un cardiólogo programará el ILR para su correcto funcionamiento en tan sólo unos minutos. La programación y recuperación de datos se hace mediante radiofrecuencia, un procedimiento completamente indoloro. Antes de recibir el alta, el médico le explicará cómo y cuándo debe utilizar el activador.

¿Cómo capturo y grabo un episodio?

Un ILR captura la actividad de tu corazón durante una pérdida de conciencia. Con esta información su médico podrá diagnosticar un ritmo cardíaco anormal. Para capturar y grabar un episodio es necesario que usted coloque el activador de mano sobre el ILR. Después, presione el botón para que el dispositivo almacene la información. Este procedimiento deberá realizarse cuando está experimentando los síntomas o lo más cercano a este hecho posible. Es importante llevar siempre consigo el activador para poder grabar cualquier episodio. Cada vez que grabe un episodio se le pedirá que entregue la información al departamento del hospital para que puedan descargar los datos recogidos. Con este dispositivo, y gracias al grabador remoto, podrá enviar cualquier información almacenada a su médico, a través de la línea telefónica, sin necesidad de acudir al hospital. En los casos en que se realice un diagnóstico, gracias al monitor continuo implantable, se le podrá retirar el ILR y se le asignará el tratamiento adecuado.

Retirando su ILR

Una vez que su actividad cardíaca ha sido registrada durante sus síntomas, y siempre que su médico está satisfecho y ninguna causa de origen cardíaco haya sido ignorada, el dispositivo será retirado. La explantación del ILR es similar al proceso de implantación, por lo que sólo le llevará un día de estancia en el hospital.

For further information contact STARS

Founder and Chief Executive: Trudie Lobban
Trustees: Susan Broatch Andrew Fear Rose Anne Kenny
Cathrine Reid William Whitehouse

Organización benéfica registrada con el n.º 1084898 ©2010